


**FICHE PRODUIT**



## Cuves standards, macro, 4ml

Référence : LATS206001

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

Cuves standards, macro, 4ml;

- Très haute qualité optique;
- Très faible bruit de fond;
- Cuves en polystyrène cristal pour lecture dans le visible de 340 à 720 nm;
- Dimensions extérieures(Côtés): 12 x 12mm, (Haut): 45mm; Trajet optique: 10mm;

Condition minimum de vente: Carton de 10 boîtes de 120 pièces.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/cuves-a-usage-unique-pour-labo/579-cuves-standards-macro-4ml.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com