

FICHE PRODUIT

Micropipette finnpipette focus à volume variable, embase Longue

Référence : THER-FOCUSEL

Points forts

- Garantie : 1

Description du produit

Micropipette finnpipette FOCUS à volume variable embase Longue.

- à embase porte-cône courte permettant un travail précis;
- Molette de réglage fin du volume Permettant le réglage séparé du dernier digit;
- Bénéficiant de caractéristiques de très haut niveau en matière d'ergonomie de réglage de volume et de performances de pipetage;
- Calibrage aisé au laboratoire;
- Autoclavable à 121°C,
- Garantie 03 ans.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/5795-micropipette-finnpipette-focus-a-volume-variable-embase-longue.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	1

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 10 - 100 µl, micropipette_ref - THER-FOCUS100EL, increment - 0,1 µl	THE-FOCUS100EL	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 3 - 30 µl, micropipette_ref - THER-FOCUS30EL, increment - 0,1 µl	THE-FOCUS30EL	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 30 - 300 µl, micropipette_ref - THER-FOCUS300EL, increment - 1 µl	THE-FOCUS300EL	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 5 - 50 µl, micropipette_ref - THER-FOCUS50EL, increment - 0,1 µl	THE-FOCUS50EL	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 5 - 50 µl, micropipette_ref - THER-FOCUS50MEL, increment - 0,1 µl	THE-FOCUS50MEL	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 100 - 1000 µl, micropipette_ref - THER-FOCUS1MLEL, increment - 1 µl	THE-FOCUS1MLEL	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 3 - 30 µl, micropipette_ref - THER-FOCUS30MEL, increment - 0,1 µl	THE-FOCUS30MEL	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 µl, micropipette_ref - THER-FOCUS10EL, increment - 0,01 µl	THE-FOCUS10EL	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 µl, micropipette_ref - THER-FOCUS10MEL, increment - 0,01 µl	THE-FOCUS10MEL	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,5 - 5 µl, micropipette_ref - THER-FOCUS5MEL, increment - 0,01 µl	THE-FOCUS5MEL	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,3 - 3 µl, micropipette_ref - THER-FOCUS3MEL, increment - 0,01 µl	THE-FOCUS3MEL	

Photos du produit

		
---	--	--

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com