

FICHE PRODUIT

Micropipette finnpipette research IVD à volume variable

Référence : THE-FPRIVD

Points forts

- Garantie : 1

Description du produit

Finnpipette research DIGITAL

- Volume variable
- Incrément de 0,5 µl
- La micropipette est légère et construite en polymères spéciaux ce qui permet une haute résistance mécanique et chimique
- La molette de réglage du volume est conçu pour éviter tous risques de déchirure des gants
- Cliquet sonore de sécurité sans risques de glissement du volume
- Code couleur du bouton poussoir Orange (pour une Identification immédiate de la gamme de volume)
- Molette de calibrage à accès facile pour un recalibrage aisé au laboratoire(outils fournis avec la pipette)
- Entièrement autoclavable à 121 °C, Garantie 03 ans.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/5796-micropipette-finnpipette-research-ivd-a-volume-variable.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	1


Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 10 - 100 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD100 , increment - 1 µl	THE-FPRIVD100	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 - 200 µl , micropipette_ref - THER-FPRIVD200 , increment - 1 µl	THE-FPRIVD200	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 100 - 1000 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD1000L, increment - 5 µl	THE-FPRIVD1000L	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 200 - 1000 µl , micropipette_ref - THER-FPRIVD1000 , increment - 5 µl	THE-FPRIVD1000	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2 - 20 µl , micropipette_ref - THER-FPRIVD20 , increment - 0,1 µl	THE-FPRIVD20	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,5 - 10 µl , micropipette_ref - THER-FPRIVD10M , increment - 0,1 µl	THE-FPRIVD10M	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1000 - 5000 µl , micropipette_ref - THER-FPRIVD5ML, increment - 50 µl	THE-FPRIVD5ML	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 5 - 50 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD50 , increment - 0,5 µl	THE-FPRIVD50	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,5 - 10 µl , micropipette_ref - THER-FPRIVD10 , increment - 0,1 µl	THE-FPRIVD10	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2000 - 10000 µl , micropipette_ref - THER-FPR10ML , increment - 100 µl	THE-FPR10ML	

Photos du produit


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com