

FICHE PRODUIT

Finnpipette research digital à volume fixe

Référence : THER-FPRIVD

Points forts

- Garantie : 1

Description du produit

Finnpipette research DIGITAL à volume fixe.

- Léger, construit en polymères spéciaux, ce qui permet une haute résistance mécanique et chimique
- Molette de réglage du volume Sans risque de déchirure des gants
- Cliquet sonore de sécurité sans risques de glissement du volume
- Code couleur du bouton poussoir Rose (pour une Identification immédiate de la gamme de volume)
- Molette de calibrage à accès facile pour un recalibrage aisé au laboratoire(outils fournis avec la pipette)
- Entièrement autoclavable à 121 °C.
- Garantie 03 ans.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/5798-finnpipette-research-digital-a-volume-fixe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	1

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 5 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD5F	THE-FPRIVD5F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 10 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD10F	THE-FPRIVD10F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD1F	THE-FPRIVD1F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 250 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD250F	THE-FPRIVD250F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 200 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD200F	THE-FPRIVD200F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD20F	THE-FPRIVD20F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD2F	THE-FPRIVD2F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 3000 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD3MLF	THE-FPRIVD3MLF	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1000 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD1000F	THE-FPRIVD1000F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 500 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD500F	THE-FPRIVD500F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 50 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD50F	THE-FPRIVD50F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 50 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD25F	THE-FPRIVD25F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 5000 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD5MLF	THE-FPRIVD5MLF	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2000 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD2MLF	THE-FPRIVD2MLF	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 100 µl, micropipette_ref - THER-FPRIVD100F	THE-FPRIVD100F	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com