

FICHE PRODUIT

Micropipette finnpipette digital thermo colour à volume variable

Référence : THE-FPC

Points forts

- Garantie : 1

Description du produit

- Codes couleur Turquoise pour l'éjecteur, et Violet pour le corps, permettant une reconnaissance immédiate des volumes.

Garantie 03 ans.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/5799-micropipette-finnpipette-digital-thermo-colour-a-volume-variable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	1

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,5 - 10 µl , micropipette_ref - THER-FPC10, increment - 0,1 µl	THE-FPC10	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 5 - 50 µl, micropipette_ref - THER-FPC50, increment - 0,5 µl	THE-FPC50	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 - 200 µl , micropipette_ref - THER-FPC200, increment - 1 µl	THE-FPC200	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 100 - 1000 µl, micropipette_ref - THE-FPC1000, increment - 5 µl	THE-FPC1000	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1000 - 5000 µl , micropipette_ref - THER-FPC5ML, increment - 50 µl	THE-FPC5ML	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com