

**FICHE PRODUIT**

## Pipetman ultra gilson à volume variable

Référence : GIL-F2102

### Points forts

- Conditionnement : Boîte/100
- Garantie : 1

## Description du produit

La micropipette Pipetman ULTRA GILSON à volume variable est de conception particulièrement ergonomique, Cette micropipette apporte plus de confort et moins de fatigue au quotidien. La micropipette se positionne naturellement dans la main, nécessitant réellement moins d'efforts pour l'affichage du volume, le pipetage ou l'éjection des cônes.

La micropipette possède les caractéristiques suivantes:

- \* Sélection Rapide du volume.
- \* Système d'éjection à hauteur variable permettant d'optimiser le confort tout en améliorant la compatibilité des cônes.
- \* Etiquettes nominatives à code couleur permettant une identification personnalisée de la pipette.
- \* Bouton-poussoir de code couleur Rouge permettant l'identification rapide du modèle de pipette ainsi que du cône Diamond correspondant.
- \* Doté d'un écran électronique multifonction exclusif permettant une excellente lisibilité ainsi qu'un affichage ultra précis du volume sans risque d'erreur de parallaxe.
- \* verrouillage du volume associé à un affichage écran évite tout risque de modification du volume pendant le pipetage.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

\* Garantie 01 AN.

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/pipetman/5800-pipetman-ultra-gilson-a-volume-variable.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| Conditionnement | Boîte/100 |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Déclinaisons

| Désignation                                                                                                          | Référence : | EAN13 : |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,2 - 2 µl , micropipette_ref - GILS-F21021, increment - 0,002 µl | GIL-F21021  |         |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 µl, micropipette_ref - GILS-F21022, increment - 0,01 µl    | GIL-F21022  |         |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2 - 20 µl , micropipette_ref - GILS-F21023, increment - 0,02 µl   | GIL-F21023  |         |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 - 100 µl , micropipette_ref - GILS-F21024, increment - 0,1 µl  | GIL-F21024  |         |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 - 200 µl , micropipette_ref - GILS-F21025, increment - 0,2 µl  | GIL-F21025  |         |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 200 - 1000 µl , micropipette_ref - GILS-F21026, increment - 1 µl  | GIL-F21026  |         |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1000 - 5000 µl , micropipette_ref - GILS-F21027, increment - 5 µl | GIL-F21027  |         |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 ml, micropipette_ref - GILS-F21028, increment - 20 µl      | GIL-F21028  |         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)