

FICHE PRODUIT

Pipetman p gilson à volume variable

Référence : GIL-F12360

Points forts

- Garantie : 1

Description du produit

Micropipette Pipetman P GILSON à volume variable.

Cette pipette est à déplacement d'air, dont le volume, variable, est réglable en continu. De conception particulièrement fiable et robuste. réalisé en acier inoxydable et en PVDF (un plastique doté d'une résistance très élevée aux attaques chimiques).

caractéristiques principales:

- * code couleur du bouton-poussoir Bleu.
- * Doté d'un contrôle qualité rigoureux. Chaque piston est contrôlé individuellement au microscope.
- * L'embout porte-cônes et l'éjecteur de cônes sont entièrement autoclavables.
- * Facile à nettoyer.
- * Garantie 01 AN.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetman/5801-pipetman-p-gilson-a-volume-variable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 50 - 200 µl , micropipette_ref - GILS-F123601, increment - 0,2 µl	GIL-F123601	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,2 - 2 µl , micropipette_ref - GILS-F144801, increment - 0,002 µl	GIL-F144801	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 µl, micropipette_ref - GILS-F144802, increment - 0,002 µl	GIL-F144802	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2 - 20 µl , micropipette_ref - GILS-F123600, increment - 0,02 µl	GIL-F123600	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 - 100 µl , micropipette_ref - GILS-F123615, increment - 0,2 µl	GIL-F123615	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 ml, micropipette_ref - GILS-F161201, increment - 20 µl	GIL-F161201	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1000 - 5000 µl , micropipette_ref - GILS-F123603, increment - 2 µl	GIL-F123603	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 200 - 1000 µl , micropipette_ref - GILS-F123602, increment - 2 µl	GIL-F123602	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com