

FICHE PRODUIT



Défibrillateur automatisé

Référence : SOC-REANIBEX200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du défibrillateur externe automatique avec moniteur ECG (pour lieu public)

- Technologie bi-phasique.
- Onde Tronquée Exponentielle adaptée à l'impédance du patient.
- Energie fournie: 200 joules.
- Batterie au Lithium avec une autonomie supérieure à 300 décharges.
- Messages acoustiques et visuels pour guider l'utilisateur pendant l'intervention.
- Robuste et résistant à l'usage dans toutes sortes d'ambiances.
- Portable et léger, son transport est aisé quelle que soit la situation.
- Programme optionnel, decommunication et stockage des données ECG et audio.
- Autotest automatique quotidienne assure la disponibilité continue du dispositif.
- Protocole de RCP configurable.

Accessoires

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Sacoche de transport.
- Support d'Ambulance certifié EN 1789.
- "Visor ECG". Application logicielle pour la gestion de toutes les données enregistrées par l'appareil.
- Cabinet. Système d'alarme à l'ouverture en option. D'autres modèles de systèmes avec communications (GSM, GPRS) et surveillance.
- Câble et Électrodes de défibrillation jetables pour adultes.
- Câble et Électrodes Adult jetables et preconnectés.
- Batterie non rechargeable extra.

Options

- Enregistrement vocal et stockage des données audio.
- Visualisation du signal ECG.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/moniteurs-defibrillateurs/5802-defibrillateur-automatise.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com