

FICHE PRODUITThe image shows a Gilson Pipetman F pipette, which is a blue and silver laboratory instrument used for precise liquid measurement. It has a blue body with a silver tip and a blue plunger. The Gilson logo is visible on the blue body.

Micropipette pipetman f gilson à volume fixe

Référence : GIL-F1237

Points forts

- Garantie : 1

Description du produit

La micropipette Pipetman F GILSON à volume fixe est une pipette à déplacement d'air.

Cette micropipette est un système de pipetage de précision utilisé dans les laboratoires. la micropipette Pipetman F GILSON à volume fixe est de conception particulièrement fiable et robuste car la micropipette est réalisée en acier inoxydable et en PVDF (un plastique doté d'une résistance très élevée aux attaques chimiques).

caractéristiques principales:

- * Code couleur du bouton-poussoir Jaune.
- * Doté d'un contrôle qualité rigoureux. Chaque piston est contrôlé individuellement au microscope.
- * L'embout porte-cônes et l'éjecteur de cônes sont entièrement autoclavables. Facile à nettoyer.
- * Garantie 01 AN.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetman/5804-pipetman-f-gilson-a-volume-fixe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 500 µl	GIL-F123790	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 200 µl	GIL-F123605	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 100 µl	GIL-F123784	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1000 µl	GIL-F123606	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 400 µl	GIL-F123789	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 300 µl	GIL-F123788	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 250 µl	GIL-F123787	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 50 µl	GIL-F123778	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 25 µl	GIL-F123775	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 µl	GIL-F123604	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 10 µl	GIL-F123772	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 5 µl	GIL-F123771	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2 µl	GIL-F123770	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com