

FICHE PRODUIT

Micropipette microman gilson

Référence : GIL-F14850

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La micropipette microman GILSON est une pipette utilisant le principe du déplacement positif. L'extrémité (cône) est composée d'un ensemble Capillaire/Piston (Le capillaire recommandé est : CP1000). La micropipette microman GILSON présente les qualités suivantes:

- Contact direct avec l'échantillon, pas d'interface air/liquide.
- Le volume exact d'échantillon est prélevé intégralement et rapidement.
- L'essuyage mécanique réalisé par le piston le long de la paroi interne du capillaire, permet une distribution fiable même avec les échantillons les plus visqueux, et évite tout phénomène de contamination croisée.
- Améliore la précision et la fiabilité avec les liquides visqueux, et denses difficiles à pipeter tels que : huile, sirop, crème cosmétique, aliments liquéfiés, peinture, glycérol ou solutions tampons.
- Non contamination absolue grâce à L'éjecteur de cône intégré empêchant toute contamination par l'utilisateur; Aux capillaires pistons jetables permettant d'éviter le contact de l'embout de la pipette avec des vapeurs ou des liquides corrosifs; Et à L'absence d'interface air-liquide qui protège l'échantillon d'une contamination par aérosols.
- Garantie 01 AN.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microman-gilson/5805-micropipette-microman-gilson.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 µl, increment - 0,002 µl	GIL-F148501	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 3 - 25 µl, increment - 0,002 µl	GIL-F148502	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 - 50 µl, increment - 0,02 µl	GIL-F148503	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 10 - 100 µl, increment - 0,2 µl	GIL-F148504	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 50 - 250 µl, increment - 0,2 µl	GIL-F148505	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 100 - 1000 µl, increment - 2 µl	GIL-F148506	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com