


FICHE PRODUIT

bagues de couleurs pour pipetman

Référence : GILS-F161306

Points forts

- Garantie : 1

Description du produit

Les bagues de couleurs sont utilisées pour les micropipettes pipetman.

Ces bagues de couleurs vives s'utilisent pour identifier les micropipettes Pipetman.

Les bagues coloris sont fabriquées en polyacétal, et sont faciles à mettre en place.

Elles sont personnalisables à l'aide d'un marqueur indélébile.

Conditionnées en sachet de 10.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-micropipettes/5808-bagues-de-couleurs-pour-pipetman.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	1

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - Sachet de 10	GIL-F161301	
glove_conditionnement - Sachet de 10	GIL-F161302	
glove_conditionnement - Sachet de 10	GIL-F161303	
glove_conditionnement - Sachet de 10	GIL-F161304	
glove_conditionnement - Sachet de 10	GIL-F161305	
glove_conditionnement - Sachet de 10	GIL-F161306	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com