

FICHE PRODUIT



Joint d'étanchéité pour pipetman ultra

Référence : GILS-F2070801

Points forts

- Garantie : 1

Description du produit

Joint d'étanchéité pour pipetman ULTRA (voir figure code D),

Conditionnement minimum de vente: 5.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pipetman/5809-joint-d-etancheite-pour-pipetman-ultra.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	1

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - Sachet de 5, micropipette_capacite - 0,2 - 2 µl	GIL-F161901	
glove_conditionnement - Sachet de 5, micropipette_capacite - 1 - 10 µl	GIL-F161902	
glove_conditionnement - Sachet de 5, micropipette_capacite - 2 - 20 µl	GIL-F161903	
glove_conditionnement - Sachet de 5, micropipette_capacite - 20 - 100 µl	GIL-F2070401	
glove_conditionnement - Sachet de 5, micropipette_capacite - 20 - 200 µl	GIL-F2070501	
glove_conditionnement - Sachet de 5, micropipette_capacite - 200 - 1000 µl	GIL-F2070601	
glove_conditionnement - Sachet de 5, micropipette_capacite - 1000 - 5000 µl	GIL-F2070701	
glove_conditionnement - Sachet de 5, micropipette_capacite - 1 - 10 µl	GIL-F2070801	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com