


**FICHE PRODUIT**

## Cuves ratiolab, macro, 4,0ml

Référence : LATS206003

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

Cuves Ratiolab, macro, 4,0ml

- Cuves mouillables à 100%: important pour le bon déroulement des réactions enzymatiques;
- Paroi fine et résistante permettant un bon échange thermique pour une rapide mise en température de l'échantillon;
- Cuves en polystyrène cristal pour lecture dans le visible de 340 à 720nm;
- Dimensions extérieures(Côtés):10 x 10mm, (Haut): 45mm; Trajet optique: 10mm;

Condition minimum de vente: Carton de 10 boîtes de 100 pièces.

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires** : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/cuves-a-usage-unique-pour-labo/581-cuves-ratiolab-macro-4-0ml.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)