

FICHE PRODUIT

Micropipettes à volume variable Acura manual 825

Référence : SRX-MSRA

Points forts

- délais : 1 semaine
- Garantie : 1

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Références et performances

Justesse (E%) : Précision (V%)

No. cat. - Vol. µL - Div. µL - Vol. min. - Vol. inter. - Vol. max. - Vol. min. - Vol. inter. - Vol. max. - Type d'embout

825.0002 - 0.1 - 2 - 0.002 - < 3.3% - < 1.5% - ultra 10 µL

825.0010 - 0.5 - 10 - 0.01 - < 1.2% - < 0.5% - ultra 10 µL

825.0010Y - 1 - 10 - 0.01 - < 2.5% - < 1.6% - < 0.7% - 200 µL

825.0020 - 2 - 20 - 0.02 - < 1.7% - < 1.1% - < 0.5% - 200 µL

825.0050 - 5 - 50 - 0.1 - < 1.0% - < 0.7% - < 0.4% - 200 µL

825.0100 - 10 - 100 - 0.1 - < 1.0% - < 0.6% - < 0.2% - 200 µL

825.0200 - 20 - 200 - 0.2 - < 0.6% - < 0.4% - < 0.2% - 200 µL

825.1000 - 100 - 1000 - 1 - < 0.5% - < 0.4% - < 0.2% - 1000 µL

Measures à ¹⁾ 0.5µL, ²⁾ 1µL

Performances obtenues en mode direct avec de l'eau bi-distillée à une température constante ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) comprise entre 20 et 25 °C, selon la norme ISO 8655.

la micropipette SOCOREX ACURA 825(micro) est une micropipette à lecture digitale avec Fenêtre

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

d'affichage numérique située sur l'avant de l'instrument pour une visibilité permanente du volume (pour les réglages) permettant de vérifier à tout moment le volume réglé pendant le pipetage.

Réglage micrométrique du volume fiable effectué en douceur et avec précision grâce au bouton-poussoir rotatif avec son code de couleur.

Les butées d'encliquetage de précision et le capuchon tournant librement empêchent toute modification accidentelle du volume.

Ejection de l'embout en toute sécurité grâce à sa surface supérieure souple. Avec le système d'éjection JUSTIP.

réglable en hauteur ($\pm 4\text{mm}$) et contrôlé par un crantage, qui permet d'utiliser un large choix d'embouts qui s'adapteront exactement sur le porte-cône de la pipette.

Ergonomiques, Légères, autoclavable à 121°C

Garantie 03 ANS.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/acura-manual/5814-micropipettes-a-volume-variable-acura-manual-825.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine
Garantie	1

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,1-2µl, increment - 0,002 µl	SRX-MSRA2	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 100 - 1000 µl, increment - 1 µl	SRX-MSRA1ML	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2 - 20 µl , increment - 0,02 µl	SRX-MSRA20	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 µl, increment - 0,01 µl	SRX-MSRA10	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 10 - 100 µl, increment - 0,1 µl	SRX-MSRA100	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 - 200 µl , increment - 0,2 µl	SRX-MSRA200	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 5 - 50 µl, increment - 0,1 µl	SRX-MSRA50	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,5 - 10 µl , increment - 0,01 µl	SRX-MSRA10M	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com