

FICHE PRODUIT

Macropipettes socorex à volume variable acura 835

Référence : SRX-MSRAMA

Points forts

- Garantie : 1

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Références et performances

Macropipettes à volume réglable

Justesse (E%) : Précision (V%)

No. cat. - Vol. ml - Div. ml - Vol. min. - Vol. inter. - Vol. max. - Vol. min. - Vol. inter. - Vol. max. - Type d'embout

835.02 - 0.2 - 2 - 0.002 - < 0.5% - < 0.3% - < 0.2% - 2 mL

835.05 - 0.5 - 5 - 0.01 - < 0.6% - < 0.5% - < 0.3% - 5 mL

835.10 - 1 - 10 - 0.01 - < 0.5% - < 0.3% - < 0.2% - 10 mL

Performances obtenues avec de l'eau bi-distillée à une température constante ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) comprise entre 20 et 25 °C, selon la norme EN ISO 8655.

Micropipette SOCOREX ACURA 835 (macro) à volume variable est une micropipettes à lecture digitale avec Fenêtre d'affichage numérique Située sur l'avant de l'instrument pour une visibilité permanente du volume (pour les réglages) permettant de vérifier à tout moment le volume réglé pendant le pipetage, Réglage micrométrique du volume fiable effectué en douceur et avec précision grâce au bouton-poussoir rotatif .

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Les butées d'encliquetage de précision et le capuchon tournant librement empêchent toute modification accidentelle du volume.

Ejection de l'embout en toute sécurité grâce à sa surface supérieure souple. Avec le système d'éjection JUSTIP.

réglable en hauteur ($\pm 4\text{mm}$) et contrôlé par un crantage, qui permet d'utiliser un large choix d'embouts qui s'adapteront exactement sur le porte-cône de la pipette. Ergonomiques, Légères, autoclavable à 121°C , Garantie 03 ANS.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/acura-manual/5816-macropipette-socorex-acura-835.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,5 - 5 µl, increment - 0,01 µl	SRX-MSRA5ML	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 µl, increment - 0,01 µl	SRX-MSRA10ML	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,2 - 2 µl , increment - 0,002 µl	SRX-MSRA2ML	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com