

FICHE PRODUIT



Micropipette socorex acura 815 à volume fixe

Référence : SRX-MSAF

Points forts

- Garantie : 1

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Références et performances

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Micropipettes

No. cat. - Vol. µl - Justesse (E%) - Précision (V%) - Type d'embout

815.0001 - 1 - < 2.0% - ultra 10 µL
815.0005 - 5 - < 1.0% - ultra 10 µL
815.0010 - 10 - < 0.7% - ultra 10 µL
815.0010Y - 10 - < 0.8% - 200 µL
815.0015 - 15 - < 0.5% - 200 µL
815.0020 - 20 - < 0.5% - 200 µL
815.0025 - 25 - < 0.6% - 200 µL
815.0030 - 30 - < 0.6% - 200 µL
815.0040 - 40 - < 0.5% - 200 µL
815.0050 - 50 - < 0.5% - 200 µL
815.0060 - 60 - < 0.6% - 200 µL
815.0070 - 70 - < 0.6% - 200 µL
815.0075 - 75 - < 0.5% - 200 µL
815.0080 - 80 - < 0.4% - 200 µL
815.0090 - 90 - < 0.3% - 200 µL
815.0100 - 100 - < 0.3% - 200 µL
815.0120 - 120 - < 0.4% - 200 µL
815.0150 - 150 - < 0.3% - 200 µL
815.0200 - 200 - < 0.4% - 200 µL
815.0250 - 250 - < 0.4% - 1000 µL
815.0300 - 300 - < 0.4% - 1000 µL
815.0400 - 400 - < 0.3% - 1000 µL
815.0500 - 500 - < 0.3% - 1000 µL
815.0600 - 600 - < 0.3% - 1000 µL
815.0700 - 700 - < 0.2% - 1000 µL
815.0750 - 750 - < 0.2% - 1000 µL
815.0800 - 800 - < 0.2% - 1000 µL
815.0900 - 900 - < 0.2% - 1000 µL
815.1000 - 1000 - < 0.2% - 1000 µL

Performances obtenues avec de l'eau bi-distillée à une température constante ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) comprise entre 20 et 25 °C, selon la norme ISO 8655.

Micropipette SOCOREX ACURA 815 à volume fixe est une micropipette à lecture digitale avec Fenêtre d'affichage numérique Située sur l'avant de l'instrument pour une visibilité permanente du volume (pour les réglages) permettant de vérifier à tout moment le volume réglé pendant le pipetage, Réglage micrométrique du volume fiable effectué en douceur et avec précision grâce au bouton-poussoir rotatif.

Les butées d'encliquetage de précision et le capuchon tournant librement empêchent toute modification accidentelle du volume. Ejection de l'embout en toute sécurité grâce à sa surface supérieure souple. Avec le système d'éjection JUSTIP, réglable en hauteur ($\pm 4\text{mm}$) et contrôlé par un crantage, qui permet d'utiliser un large choix d'embouts qui s'adapteront exactement sur le porte-cône de la pipette. Ergonomiques, Légères, autoclavable à 121°C, Garantie 03 ANS.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/acura-manual/5817-micropipette-socorex-acura-815-a-volume-fixe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 500 µl	SRX-MSA500F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 200 µl	SRX-MSA200F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1000 µl	SRX-MSA1MLF	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 250 µl	SRX-MSA250F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 25 µl	SRX-MSA25F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 10 µl	SRX-MSA10F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 µl	SRX-MSA20F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 5 µl	SRX-MSA5F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 100 µl	SRX-MSA100F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 50 µl	SRX-MSA50F	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com