

**FICHE PRODUIT**



## Kit 3 pipettes réglables, TrioPack Acura 825 et 835

Référence : SOC-TRIOPACK

**Points forts**

- Garantie : 1

## Description du produit

### Informations complémentaires

| No. cat.   | Acura® manual Triopack 825/835Description        | Emballage       |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 825.TRIO.C | TRIO C: 0.1 - 2 µl / 0.5 - 10 µl / 5 - 50 µl     | 3 pipettes/pack |
| 825.TRIO.J | TRIO J: 0.1 - 2 µl / 2 - 20 µl / 20 - 200 µl     | 3 pipettes/pack |
| 825.TRIO.M | TRIO M: 1 - 10 µl / 5 - 50 µl / 20 - 200 µl      | 3 pipettes/pack |
| 825.TRIO.O | TRIO O: 0.5-10 µL / 10-100 µL / 100-1000 µL      | 3 pipettes/pack |
| 825.TRIO.P | TRIO P: 1 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl  | 3 pipettes/pack |
| 825.TRIO.S | TRIO S: 2 - 20 µl / 20 - 200 µl / 100 - 1000 µl  | 3 pipettes/pack |
| 825.TRIO.T | TRIO T: 5 - 50 µl / 20 - 200 µl / 100 - 1000 µl  | 3 pipettes/pack |
| 825.TRIO.V | TRIO V: 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl / 0.5 - 5 ml | 3 pipettes/pack |
| 835.TRIO.Y | TRIO Y: 100 - 1000 µl / 0.5 - 5 ml / 1 - 10 ml   | 3 pipettes/pack |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/acura-manual/5818-kit-3-pipettes-reglables-triopack-acura-825-et-835.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|-----------------|--------|
| Garantie        | 1      |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Déclinaisons

| Désignation                                                             | Référence :   | EAN13 : |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| glove_conditionnement - 1 jeu, model_ - 5-50 / 20-200 / 100-1000 µl     | SRX-TRIOPACKT |         |
| glove_conditionnement - 1 jeu, model_ - 10-100 / 100-1000 µl / 0,5-5 ml | SRX-TRIOPACKV |         |
| glove_conditionnement - 1 jeu, model_ - 2-20 / 20-200 / 100-1000 µl     | SRX-TRIOPACKS |         |
| glove_conditionnement - 1 jeu, model_ - 0,5-10 / 10-100 / 100-1000 µl   | SRX-TRIOPACKP |         |
| glove_conditionnement - 1 jeu, model_ - 0,1-2 / 0,5-10 / 5-50 µl        | SRX-TRIOPACKC |         |
| glove_conditionnement - 1 jeu, model_ - 100-1000 µl / 0,5-5 / 1-10 ml   | SRX-TRIOPACKY |         |
| glove_conditionnement - 1 jeu, model_ - 0,1-2 / 2-20 / 20-200 µl        | SRX-TRIOPACKJ |         |
| glove_conditionnement - 1 jeu, model_ - 1-10 / 5-50 / 20-200 µl         | SRX-TRIOPACKM |         |

## Photos du produit



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)