

FICHE PRODUIT

Cuves ratiolab, semi micro, 2,6ml

Référence : SOC-1201

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cuves Ratiolab, Semi Micro, 2,6ml;

• caractéristiques

- Cuves mouillables à 100%: important pour le bon déroulement des réactions enzymatiques;
- Paroi fine et résistante permettant un bon échange thermique pour une rapide mise en température de l'échantillon;
- Cuves en polystyrène cristal pour lecture dans le visible de 340 à 720nm;
- Dimensions extérieures(Côtés): 10 x 10mm, (Haut): 45mm;
- Trajet optique: 10mm;
- **Condition minimum de vente:** Carton de 10 boîtes de 100 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cuves-a-usage-unique/582-cuves-ratiolab-semi-micro-2-6ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com