

FICHE PRODUIT



Embout porte-cône pour pipetman p à volume variable

Référence : GILS-F123

Points forts

- Garantie : 1

Description du produit

Embout porte-cône pour pipetman P à volume variable.

- (voir code H), marque GILSON.
- conditionnement minimum de vente: 1.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pipetman/5823-embout-porte-cone-pour-pipetman-p-a-volume-variable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	1

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 50 - 200 µl	GIL-F123305	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 200 - 1000 µl	GIL-F123371	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 µl	GIL-F144819	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,2 - 2 µl	GIL-F144816	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2 - 20 µl	GIL-F123353	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 ml	GIL-F161263	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 - 100 µl	GIL-F144602	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1000 - 5000 µl	GIL-F123608	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com