

**FICHE PRODUIT**



## éjecteur de cône pour pipetman p

Référence : GILS-F144

### Points forts

- Garantie : 1

## Description du produit

Ejecteur de cône pour pipetman.

- approprié pour micropipettes pipetman P à volume variable
- code E sur l'image
- marque GILSON
- conditionnement minimum de vente: 1.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pipetman/5824-e-jecteur-de-cone-pour-pipetman-p.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|-----------------|--------|
| Garantie        | 1      |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com