


FICHE PRODUIT

Joint d'étanchéité et joint torique pour pipetman p

Référence : GILS-F144-2

Points forts

- Garantie : 0

Description du produit

Joint d'étanchéité et joint torique pour pipetman P

- pour micropipettes pipetman P
- voir code S1 + S2 sur l'image
- marque GILSON
- conditionnement minimum de vente: 1

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pipetman/5825-joint-d-etancheite-et-joint-torique-pour-pipetman-p.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 ml	GIL-F161829	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 µl	GIL-F144862	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1000 - 5000 µl	GIL-F144867	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com