

FICHE PRODUIT



Joint d'étanchéité et joint torique pipetman f

Référence : GILS-FF144

Points forts

- Garantie : 0

Description du produit

Joint d'étanchéité et joint torique pipetman F

- adapté aux micropipettes pipetman F à volume fixe
- marque GILSON
- conditionnement minimum de vente: 1

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pipetman/5829-joint-d-etancheite-et-joint-torique-pipetman-f.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 250 µl	GIL-F144866	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2 µl	GIL-F144863	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 25 µl	GIL-F144864	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 200 µl	GIL-F144865	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 100 µl	GIL-F1448642	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 µl	GIL-F1448632	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1000 µl	GIL-F1448662	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com