

FICHE PRODUIT

Cuves réutilisables, version standard, 3,5ml

Référence : SOC-CVM410

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques des Cuves réutilisables, version standard, 3,5ml

- 2 faces optiques;
- Fond non travaillé optiquement;
- Trajet optique: 10+/-0,1ml;
- Sans couvercle;
- Qualité du verre: classique;
- Dimensions(ht x L. ext.-fente): 45 x 12,5mm;
- Condition minimum de vente: 2.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cuves-reutilisables/583-cuves-reutilisables-version-standard-3-5ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com