

FICHE PRODUIT

Couvercle PVC pour boîte MONOBOX de transport d'échantillons

Référence : SOC-PVC80

Points forts

- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Couvercle PVC pour boîte MONOBOX de transport d'échantillons :

- Couvercle Vierge (épaisseur 0,7 mm).
- PVC Transparent (TR) ou opaque (OP).

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/couvercles-pvc/5833-couvercle-pvc-pour-boite-monobox-de-transport-d-echantillons.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	1

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - Boîte/100, micropipette_ref - 102 LH1 - 113 LH3, dim - 168x135 mm, type_couvercle - Transparent	SOC-PVC807TR	
glove_conditionnement - Boîte/100, micropipette_ref - 301 UR, dim - 105x56 mm, type_couvercle - Opaque blanc	SOC-PVC802OP	
glove_conditionnement - Boîte/100, micropipette_ref - 301 UR, dim - 105x56 mm, type_couvercle - Transparent	SOC-PVC802TR	
glove_conditionnement - Boîte/100, micropipette_ref - 304 SEL - 401 SEL - 104 MICRO, dim - 103x80 mm, type_couvercle - Opaque blanc	SOC-PVC803OP	
glove_conditionnement - Boîte/100, micropipette_ref - 304 SEL - 401 SEL - 104 MICRO, dim - 103x80 mm, type_couvercle - Transparent	SOC-PVC803TR	
glove_conditionnement - Boîte/100, micropipette_ref - 202 BACT, dim - 235x90 mm, type_couvercle - Opaque blanc	SOC-PVC805OP	
glove_conditionnement - Boîte/100, micropipette_ref - 202 BACT, dim - 235x90 mm, type_couvercle - Transparent	SOC-PVC805TR	
glove_conditionnement - Boîte/100, micropipette_ref - 102 LH1 - 113 LH3, dim - 168x135 mm, type_couvercle - Opaque blanc	SOC-PVC807OP	
glove_conditionnement - Boîte/100, micropipette_ref - 110 BB, dim - 115x90 mm, type_couvercle - Transparent	SOC-PVC806TR	
glove_conditionnement - Boîte/100, micropipette_ref - 110 BB, dim - 115x90 mm, type_couvercle - Opaque blanc	SOC-PVC806OP	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com