


FICHE PRODUIT



Bocal pour aspirateur chirurgical 2 500 ml

Référence : SOC-BOCDX23

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description

Bocal de 2500ml adapté a l'aspirateur chirurgical électrique de model YB DX23D

Condition de vente: Le bocal

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-accessoires/5834-bocal-2500ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com