

FICHE PRODUIT

Gel lubrifiant médical hydrosoluble non stérile - Tube 42 g

Référence : SOC-GELLUB7

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Le **gel lubrifiant médical hydrosoluble non stérile** est spécialement formulé pour un **usage médical et gynécologique**. À base d'eau, il est **non gras**, facile à nettoyer et ne laisse aucun résidu sur la peau, les muqueuses ou l'instrumentation.

Grâce à son **pH neutre (7)**, ce gel respecte l'équilibre physiologique des muqueuses et de la peau, limitant les risques d'irritation. Sa formulation **bactériostatique** contribue à réduire la prolifération bactérienne lors des examens médicaux.

Ce gel est **entièrement compatible avec l'instrumentation médicale**, y compris les **spéculums à usage unique ou réutilisables** (Cusco, Collin) ainsi que les **fibroscopes**. Il est couramment utilisé pour les examens gynécologiques, la lubrification vaginale, l'endoscopie rectale et la colonoscopie.

Conditionné en **tube pratique**, il permet un **dosage précis** et une **utilisation hygiénique**. Disponible en **42 g**, il s'adapte aussi bien aux consultations occasionnelles qu'aux besoins intensifs en milieu médical.

Caractéristiques techniques

- **Type** : Gel lubrifiant médical
- **Stérilité** : Non stérile

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Base** : Aqueuse (hydrosoluble)
- **Aspect** : Non gras
- **pH** : Neutre (7)
- **Propriétés** : Bactériostatique
- **Compatibilité instruments** :
 - Spéculums Cusco
 - Spéculums Collin
 - Fibroscopes
- **Sans** : phtalates, latex
- **Indications** :
 - Gynécologie
 - Endoscopie rectale
 - Coloscopie
 - Lubrification vaginale

Conditionnements & références

42 g	Boîte de 1 tubes	SOC-GELLUB7
------	------------------	-------------

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/584-gel-lubrifiant.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com