

FICHE PRODUIT

Tabouret pour cabinet dentaire ou dentiste EVE-007DE

Référence : SOC-EVE007DE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Grand siège rond rembourré (Ø 400 mm).
- Accoudoir en sellerie mousse polyuréthane pouvant rotter de 360° autour du siège.
- Hauteur réglable de 780 à 920 mm, Réglages silencieux du bout du doigt;
- Repose-pieds circulaire (ø 420 mm).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tabourets-pour-dentistes/5847-tabouret-pour-cabinet-dentaire-ou-dentiste-eve-007de.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com