

FICHE PRODUIT

Tabouret Chirurgical Ergonomique Medicalift 3014 — Microchirurgie

Référence : SOC-JS3014

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le **Tabouret Chirurgical Medicalift 3014** est un siège professionnel de haute qualité, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences des environnements chirurgicaux les plus pointus. Conforme à la norme **DIN EN ISO 7493**, il est adapté à tous les domaines de la chirurgie, avec une conception particulièrement optimisée pour la **microchirurgie**.

Ergonomie et confort au service du praticien

L'assise et le dossier au **profil anatomique** épousent naturellement la morphologie du chirurgien pour réduire la fatigue lors des interventions prolongées. Leurs réglages individuels par levier permettent une adaptation rapide et précise aux besoins de chaque utilisateur. Le rembourrage antistatique noir offre un maintien confortable tout en assurant la sécurité électrostatique en bloc opératoire.

Réglage en hauteur précis et fiable

Le système d'**élévation hydraulique à pompe à pied** (course : 19 cm) permet un réglage en hauteur fluide et sans effort entre **53 et 72 cm**. La partie supérieure est rotative et blocable, offrant une liberté de positionnement totale autour de la table d'opération.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Robustesse et mobilité en bloc opératoire

Le **châssis de sécurité en acier inoxydable** garantit une durabilité optimale dans des conditions d'utilisation intensives. Les **5 roulettes doubles antistatiques** assurent une mobilité précise et sécurisée sur tous types de sols, tandis que la **couronne repose-pied chromée** apporte un appui stable et confortable.

Options disponibles

- **Blocage central au sol** — pour une position fixe et sécurisée pendant l'intervention
- **Accoudoirs d'opérateur 2016** — jeu de 2 accoudoirs plats en acier inoxydable stérilisable, réglables en hauteur et orientables dans tous les sens grâce à une articulation sphérique ; revêtement lavable disponible sur demande

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabourets-ou-sieges-pour-chirurgiens/5848-tabouret-ou-siege-operateur-3014.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com