

FICHE PRODUIT



Tabouret ou siège opérateur 3030

Référence : SOC-JS3030

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Tabouret ou siège opérateur 3030.

Caractéristiques :

- Siège spécial pour tous les domaines de la chirurgie, en particulier la microchirurgie.
- Châssis de sécurité en acier inoxydable avec 5 roulettes doubles antistatiques.
- Couronne repose-pied chromée.
- Partie supérieure rotative et blocable.
- Dossier réglable en hauteur sur 7cm.
- Rembourrage confortable antistatique noir.
- Réglage de la hauteur par système d'élévation hydraulique avec pompe sans entretien course : 19 cm.
- Hauteur du siège : 53 à 72 cm.
- Paire d'accoudoirs 2030.
- Blocage central au sol.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Sous réserves de modifications techniques!

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabourets-ou-sieges-pour-chirurgiens/5849-tabouret-ou-siege-operateur-3030.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com