

FICHE PRODUIT



Tabouret ou siège opérateur 22011

Référence : SOC-JS22011

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Tabouret ou siège opérateur Modèle 22011.

Caractéristiques :

- Siège d'opérateur à usages multiples pour les domaines de la chirurgie et de l'ambulatoire (selon DIN EN ISO 7493).
- Châssis de sécurité en acier inox avec 5 roulettes doubles antistatiques pour sols durs.
- Couronne repose-pied chromée.
- Réglage en hauteur par ressort à gaz de sécurité commandé par disque à commande à pied au-dessus de la base.
- Hauteur énorme de l'assise : 60 à 83 cm.
- Version standard : Siège moulé en caoutchouc noir.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabourets-ou-sieges-pour-chirurgiens/5850-tabouret-ou-siege-operateur-22011.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com