

FICHE PRODUIT



Tabouret ou siège opérateur 22012

Référence : SOC-JS22012

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Tabouret ou siège opérateur 22012 :

Siège à usages multiples pour les domaines de la

- Chirurgie
- Anesthésie
- Ambulance

Châssis de sécurité en acier inox avec 5 roulettes doubles pour sols durs.

Réglage en hauteur par ressort à gaz de sécurité commandé par le disque de commande à pied en acier inoxydable au-dessous de la base.

Assise ronde avec rembourrage antistatique noir.

Supplément pour les coloris hors série.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabourets-ou-sieges-pour-chirurgiens/5851-tabouret-ou-siege-operateur-22012.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com