

**FICHE PRODUIT**

## Tabouret pour cabinet dentaire ou dentiste JS11005

Référence : SOC-JS11005

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

## Description du produit

Tabouret pour cabinet dentaire ou dentiste modèle JS11005

### Caractéristiques du tabouret dentaire JS11005 :

Siège d'opérateur (selon DIN EN ISO 7493)

Châssis de sécurité en acier inox avec 5 roulettes doubles (fixées par un boulon à rallonge) pour sols durs.

Réglage en hauteur par ressort à gaz de sécurité commandé par levier à main.

Seulement disponible avec assise ronde Airflow Ø35cm et dossier réf. 3

Rembourrage confortable selon nos échantillons

Supplément pour les coloris hors série.

Hauteur du siège : 56 - 75 cm

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/tabourets-pour-dentistes/5854-tabouret-pour-cabinet-dentaire-ou-dentiste-js11005.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 1         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com