


FICHE PRODUIT

Lit d'accouchement confortable

Référence : SOC-101A01

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le Lit d'accouchement modèle SOC-101A01 est conçu pour optimiser le confort des mamans et des accoucheurs. Ce lit d'accouchement est robuste, fiable et facile à manipuler tant par les familles que par le personnel soignant. Il peut être équipé d'un lecteur CD pour relaxer les parturientes. La tête de lit et les rails de sécurités sont en plastique de haute résistance, de belle apparence, facile à enlever, nettoyer et replacer.

Les mouvements de montée / descente, Trendelenburg / anti Trendelenburg sont à commande électrique. La section des jambes du lit est amovible. Le bassin des écoulements est sous le siège. Il est facile d'ajuster la position de la femme en couche et d'accélérer le processus d'accouchement en combinant l'utilisation du support de jambe, table assistant et repose-pieds repliables. facile à nettoyer. Le frein central permet une meilleure stabilité du lit.

• Caractéristiques techniques

Les Dimensions du lit y compris l'extrémité du lit et la roue pare-chocs: Long 1930mm, largeur 940mm

- Dimension de lit: 1815mm Longueur, largeur 780mm
- Hauteur du lit: réglable de 680mm à 920 mm (hors coussin)
- Déplacement du dossier : $\geq 60^\circ$ Trendelenburg : $\geq 5^\circ$ anti-Trendelenburg : $\geq 8^\circ$
- Repose-pieds pivotant sur: $\geq 45^\circ$
- Repose-pieds pliant: $\geq 45^\circ$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Déplacement haut / bas du rail Garde-corps: 360mm
- Diamètre des roues 150mm

- **Accessoires standard**

- Porte-Jambes : 1 paire
- Bassin pour écoulements 1 pièce
- Porte perfusion : 1 pièce
- Commande manuelle 1 pièce
- Cordon d'alimentation 1 pièce
- Accessoire en option lecteur CD

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/5855-lit-d-accouchement-confortable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com