

FICHE PRODUIT

Lit d'accouchement (obstétrical) complet Modèle CORALIE 2

Référence : SOC-101A02

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le lit d'accouchement modèle SOC-101A02 est un lit très confortable qui permet de prendre en charge les femmes à tous les niveaux de l'accouchement (antepartum et postpartum) : travail - accouchement - repos. Il peut être facilement transformé en position de fauteuil pour protéger les femmes en couches pendant le transfert d'un lit à l'autre.

- Le contrôle électrique de la hauteur (monté ou descente) du lit, de l'inclinaison sur le côté du lit, et du dossier du lit permet d'améliorer l'efficacité du travail des soignants.
- Le freinage central et un système pivotant assurent la stabilité du lit d'accouchement.
- Les rails de protection latéraux rotatifs et faciles à manœuvrer.
- La hauteur minimale du lit permet un accès facile.
- Le porte-jambes verrouillable peut tourner vers l'avant et vers l'arrière, à gauche et à droite, hauteur réglable. Potence porte perfusion réglable en hauteur,
- Tête de lit démontable,
- Coussin pour nouveau-né utilisé pendant l'accouchement.
- Bassine en inox facilement lavable avec canal d'évacuation.
- Poignée de maintien pour permettre à la parturiente d'exercer sa force pour expulser le bébé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Matelas étanche et doux, disponible en bleu et rose.

- **Caractéristiques techniques**

- Dimension du lit, y compris l'extrémité du lit et la roue pare-chocs: Long 2050mm larg : 980mm
Dimension de lit: Longueur 1815mm, largeur 880mm Hauteur du lit: réglable de 580mm à 950 mm (hors coussin)
- Déplacement du dossier : $\geq 70^\circ$ Trendelenburg : $\geq 5^\circ$ anti-Trendelenburg : $\geq 12^\circ$ section des jambes emboîtable: 550mm
- Diamètre des roues : 125 mm

- **Accessoires standards**

- 1 paire support de jambes,
- 1 paire de clamp
- 1 paire d'accroche
- Repose-pieds : 1 paire
- Bassin 1 pièce
- Matelas étanche : 1 jeu
- Pied à perfusion ou potence : 1 pièce
- Coussin pour bébé nouveau-né : 1 jeu
- Coussin : 1 jeu (y compris coussin de dossier, assise et coussin plate-forme d'assistant)
- Câble électrique : 1 pièce
- Pédale (ou commande manuelle) 1 pièce (en option)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/5856-lit-d-accouchement-confortable-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com