

FICHE PRODUIT

Lit d'accouchement confortable 3

Référence : SOC-101A03

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le Lit d'accouchement confortable SOC-101A03 est un lit d'accouchement de faible hauteur conçu pour répondre à la demande des professionnels. Il est basé sur le modèle SOC-101A01. La faible hauteur permet aux femmes enceintes de monter ou de descendre en toute sécurité.

La structure mécanique et le système électrique ont été également améliorées sur ce modèle grâce aux suggestions des utilisateurs. Les mouvements du dossier et du siège sont synchronisés c'est-à-dire que quand vous manipulez le dossier, le siège s'ajuste aussi en fonction du dossier afin d'offrir un confort maximal à la femme enceinte.

La section du pied peut être ajustée en hauteur séparément. Ce lit a les fonctions Trendelenburg et anti Trendelenburg, ce qui facilite l'ajustage des positions. Le porte-pied est rétractable pour économiser le temps de chargement ou de déchargement. Et les grandes roulettes sur la base permettent d'augmenter la stabilité du lit et la possibilité de transférer le patient.

• Caractéristiques techniques

- Dimension de lit, y compris l'extrémité du lit et la roue pare-chocs: Long : 1930mm, largeur : 940mm
- Dimension de lit: Longueur : 1815mm, largeur 780mm Hauteur du lit: réglable de 580mm à 860 mm (hors coussin)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Déplacement du dossier : $\geq 60^\circ$
- Déplacement de l'assise : $\geq 10^\circ$ Trendelenburg: $\geq 8^\circ$ Déplacement Haut / Bas de la section pour les jambes : 100 mm
- Repose-pieds pivotant sur le coté: $\geq 45^\circ$
- Repose-pieds pliant: $\geq 45^\circ$ Déplacement haut / Bas du Rail de sécurité : 360 mm.
- Diamètre des roues : 150 mm.

• **Accessoires Standards**

- Support des jambes : 1 paire
- Bassin pour déchets : 1 Paire
- Porte perfusion : 1 pièce
- Télécommande manuelle : 1 pièce
- Câble électrique : 1 pièce

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/5857-lit-d-accouchement-confortable-3.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com