

FICHE PRODUIT

Table d'accouchement multifonction C102

Référence : SOC-C102

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spécification techniques

Dimension de la table: longueur 1920mm, largeur 610mm Hauteur de la table Min. & Max.: 790mm ~ 1040mm

Trendelenburg $\geq 12^\circ$, anti-Trendelenburg: $\geq 12^\circ$.

Déplacement du dossier : $-5^\circ \sim 75^\circ$

Déplacement de l'assise : $0 \sim 15^\circ$

Dimension de la plate-forme: 580mm de longueur, largeur 610 mm

Mouvements de la plate-forme : $0 \sim 90^\circ$

Mouvement des repose-bras: $\geq 90^\circ$ (peut prendre la position verticale comme un rail de sécurité)

Bassine pour les écoulements dimension: 468 × 338 × 125mm (peut être équipé avec un tuyau souple)

Alimentation: AC 220V 50HZ

Accessoires standards :

- 1 paire support de jambes,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 paire de clamp,
- 1 Bassine,

1 câble électrique :

- 1 Pédale (ou commande manuelle)
- 1 paire de support bras.
- 1 coussin étanche.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/5859-table-d-accouchement-multifonction-c102.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com