

FICHE PRODUIT



Table d'accouchement multifonction C102A

Référence : SOC-C102A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Specification techniques:

Dimension de la table: longueur 1900mm, largeur 610mm.

Hauteur de la table Min. & Max.: 750mm ~ 1000mm.

Trendelenburg $\geq 15^\circ$, anti-Trendelenburg: $\geq 15^\circ$.

Déplacement du dossier : 0 ~ 75 °

Dimension de la plate-forme: 550mm de longueur, largeur 550 mm

Mouvement des repose-bras: $\geq 90^\circ$

Basculement du Repose-pieds : 0 ~ 45 °

Déplacement du Repose-pieds : 0 ~ 45 °

Bassine pour les écoulements dimension: 468 x 338 x 125mm (peut être équipé avec un tuyau souple)

Alimentation: AC 220V 50HZ

- Accessoires standards :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 paire support de jambes,
 - 1 paire de clamp,
 - 1 Bassine,
- **1 câble électrique :**
- 1 Pédale (ou commande manuelle)
 - 1 paire de support bras.
 - 1 coussin étanche.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/5860-table-d-accouchement-multifonction-c102a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com