

FICHE PRODUIT

Système de surveillance de la coagulation CoaguCheck XS

Référence : SOC-2761789

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Système de surveillance de la coagulation CoaguCheck XS

CoaguCheck XS pour une surveillance aisée du temps de Quick et de l'IRN

Le **système CoaguCheck XS** présente de multiples caractéristiques de sécurité et innovations pratiques telles que son format et son poids réduits, ou encore la possibilité de dosage de la **bandelette-test** par la partie supérieure ou latérale.

Ce **Système de surveillance de la coagulation CoaguCheck XS** peut ainsi vous aider à simplifier l'accès de vos patients à la pratique de l'autocontrôle de la coagulation. Ce système est conçu pour accroître leur autonomie et améliorer leur qualité de vie. Voilà l'une des raisons pour lesquelles CoaguCheck XS est utilisé par plus de 150 000 personnes dans un grand nombre de pays.

Avantages pour le client :

Chaque personne réagit de façon différente aux traitements anticoagulants administrés par voie orale. Le stress, l'usage d'autres médicaments telles que les comprimés antidouleur ou les antibiotiques, les diètes riches en vitamine K (ex. choux ou germes de luzerne) ou l'alcool peuvent interférer avec l'administration d'anticoagulants par voie orale (appelés antagonistes de la vitamine K). Certains troubles comme la fièvre ou la diarrhée sont également susceptibles d'affecter les

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

résultats INR. C'est la raison pour laquelle il est important de vérifier régulièrement le PT/INR. Le **système CoaguChek XS** de Roche permet l'obtention très rapide (1 min.) de résultats PT/INR à partir d'une seule goutte de sang capillaire extraite du bout du **doigt**.

Sécuritaire et précis :

Système de contrôle de qualité intégré à bord (SCIB) :

Pas de solution de contrôle; économise temps et argent ;

Contrôle automatique des fonctions du système interne ;

Moniteur et **bandelette-test** constamment vérifiés durant le processus de mesure afin d'assurer la précision.

Étalonnage selon la méthode de référence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (ISI~1 excédant la recommandation de l'OMS de <1,7) ;

Confort d'utilisation :

Une seule goutte de sang entier capillaire (seulement 10 µl) est nécessaire pour obtenir un résultat INR rapide (1 min.) et précis.

Test s'effectuant pratiquement sans douleur avec l'instrument de prélèvement CoaguChek Softclix, ne nécessite pas d'échantillon de sang veineux.

La **bandelette-test** peut être dosée par sa partie supérieure ou latérale pour faciliter l'application. Possibilité d'effectuer l'autocontrôle n'importe où et n'importe quand. En raison de son format compact et léger, CoaguChek XS est facile à transporter. Son aspect pratique est rehaussé par des bandelettes-tests qui demeurent stables à la température ambiante (pas de réfrigération).

Rapide et pratique :

Résultat en une minute; ajustements thérapeutiques plus rapides;

Pas besoin de solution de contrôle avec le SIB;

Formation facile;

Pas de réfrigération nécessaire pour les **bandelettes-tests**.

Préservez votre tranquillité d'esprit et améliorez votre qualité de vie avec le système CoaguChek XS de Roche Diagnostics !

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/coagulometres-coagulation/5863-systeme-de-surveillance-de-la-coagulation-coagucheck-xs.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com