

**FICHE PRODUIT**



## Lave mains (lavabo) chirurgical 01 poste

Référence : SOC-STV50D

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

#### Lave mains (lavabo) chirurgical 01 poste

Lave mains (lavabo) chirurgical 01 poste en acier inoxydable 304/4N, se manipule avec le genou, 01 poste.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions : 500mm x 600mm x 850mm (h)

### Conformité et garantie



Marquage CE

#### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/lavabos-chirurgicaux/5865-lave-mains-lavabo-chirurgical-01-poste.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

## Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)