

FICHE PRODUIT

Analyseur d'Hémoglobine (Hémoglobinomètre) HemoCue Hb 201+

Référence : SOC-HB201PLUS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Analyseur d'Hémoglobine (Hémoglobinomètre) HemoCue Hb 201+

L'analyseur d'Hémoglobine HemoCue Hb 201+ confère des capacités modernes de traitement des données à la ligne de produits HemoCue. Grâce à un large choix de réglages et d'options définissables, les analyseurs peuvent être réglés pour demander à l'opérateur d'entrer les données d'identification, les numéros de lots, les informations sur le contrôle de qualité et les autres informations requises en cours d'analyse. Ces données peuvent ensuite être transmises aux dispositifs d'information clinique

Les analyseurs HemoCue® sont une opportunité pour la réalisation de tests quantitatifs d'hémoglobine rapides, simples et fiables puisqu'ils offrent les mêmes performances que celles d'un grand analyseur d'hématologie. La double longueur d'ondes des photomètres permet de corriger les erreurs pouvant être liées aux lipides, leucocytes ou aux autres sources de turbidité. N'importe quel type de sang (capillaire, veineux ou artériel) peut être utilisé. Les décisions transfusionnelles, les dosages d'EPO et les détections de l'anémie peuvent être parfaitement réalisés immédiatement et sur place. La microcuvette incassable, à usage unique, se remplit de la quantité exacte de sang et le mélange automatiquement aux réactifs. La microcuvette est alors placée dans le photomètre portable. Le résultat s'affiche à l'écran en moins d'une minute.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristique de l'Analyseur d'Hémoglobine (Hémoglobinomètre) HemoCue® Hb 201+

- Principaux Avantages: Délivre un résultat précis en moins d'une minute
- Nécessite uniquement 10 µL de sang capillaire, veineux ou artériel
- Photomètre portable et précalibré qui ne nécessite qu'un minimum de maintenance
- Pas de calibrage ou de manipulation nécessaires (entre la cuvette et les réactifs)
- Compense automatiquement la turbidité liée aux lipides et aux leucocytes
- Peut être utilisé par du personnel autre que laborantin après une formation rapide

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/hemoglobinometre/5867-analyseur-d-hemoglobine-hemocuer-hb-201-dm.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	2
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com