


FICHE PRODUIT



Lame adhésive Superchip

Référence : SOC-SUPERCHIP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Ultraclean Slide

La technique Microarray et ses nouvelles lames dédiées permettent d'examiner des milliers de gènes, en un seul test sur une seule lame;

Caractéristiques de Ultraclean Slide

- Fabriquées en verre blanc de très haute qualité;
- Dimensions: 76 x 26mm;
- Ultra propres: produites en classe 10.000;
- Ultra planes: Leur planéité est rigoureusement contrôlée;
- Parfaite reproductibilité des caractéristiques d'une lame à l'autre;
- Compatibles avec les équipements de "spotting" et d'analyse du marché;
- Conditionnées en boîte plastique de 20 lames, sur-emballée sous vide en sachet aluminium;
- Pré-coaté à l'Aminosilane;

Conditionnement: Boîte de 20 lames.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lames-pour-techniques-microarray/587-lame-adhesive-superchip.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com