


FICHE PRODUIT

Caches plombées 18 X 24 cm longitudinal

Référence : SOC-CAPB

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description:

- Les caches plombées permettent une exposition partielle (longitudinale) de la cassette radiographique.
- Fabriquées à base de feuilles de plomb résistantes (équivalent de 0,50mm Pb), elles se nettoient et se désinfectent aisément.

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 11(L) x 1(H) x 27(P)cm

Volume: 0,0003 cm³

Poids: 0,2 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/caches-plombees/5870-caches-plombees-18-x-24-cm-longitudinales.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com