

FICHE PRODUIT



Matelas coquille forme anatomique

Référence : SOC-501846

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

MATELAS COQUILLE FORME ANATOMIQUE COMPLET

- Enveloppe de forme anatomique, étanche.
- Assemblage par triple soudure haute fréquence.
- Support textile polyester haute ténacité.
- Enduction double face PVC.
- Portage périphérique par cordage et 10 poignées souples, l'ensemble solidarisé à l'enveloppe par œillets.
- Contenu : Billes polystyrène expansé qualité auto-extinguible.
- Vanne métallique 1/4 tour à boisseau sphérique.
- Dimensions hors tout : L. 2,20 x 0,90 m aux épaules et au bassin.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/5871-matelas-coquille-forme-anatomique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com