

FICHE PRODUIT

Tambour de stérilisation 290 x 240 mm

Référence : SOC-tambour

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tambour de stérilisation:

- * Avec éclipses latérales
- * Avec couvercle à charnière
- * En inox
- * Dimension (Ø x Ht):290 x 240 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tambour-de-sterilisation/5872-tambour-de-sterilisation-290-x-240-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com