

FICHE PRODUIT

Analyseur de l'hémostase: coagulomètre 02 canaux

Référence : SOC-AG02XX

Points forts

- délais : 2 semaines
- Garantie : 2

Description du produit

Analyseur de l'hémostase: coagulomètre 02 canaux

Les **coagulomètres** SOCIMED modèle AG02 ou **analyseur de l'hémostase** utilisent la méthode mondialement reconnue de mesure de **tests de coagulation**. Le **microprocesseur** utilise la **technologie ARM** pour mesurer la vitesse de la bille magnétique afin de calculer le temps de coagulation. Le **Coagulomètre modèle AG02** ou **analyseur de l'hémostase** peut mesurer simultanément plusieurs paramètres avec une précision très élevée et une répétabilité des résultats garantie.

Autres Caractéristiques de l'Analyseur de l'hémostase: coagulomètre 02 canaux:

1. Double voie magnétique, une performance stable, ne réagit pas aux interférences.
2. Ecran à matrice LCD.
3. **100 paramètres de dosage** et **1000 résultats des tests** peuvent être sauvegardés.
4. Clavier tactile 5. imprimante thermique.
6. Appareil ouvert (peut utiliser toutes les marques de réactifs).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

7. Faible consommation de réactifs : ($\leq 200\mu\text{L}$)

7. Horloge puce CMOS inséré.

8. Interface RS-232 Disponible.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coagulometres-coagulation/5873-analyseur-semi-automatique-de-coagulation-coagulometre-modele-ag02.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com