

FICHE PRODUIT

Analyseur hémostase/coagulomètre 04 canaux

Référence : SOC-AG04XX

Points forts

- délais : 2 semaines
- Garantie : 2

Description du produit

Analyseur hémostase/coagulomètre 04 canaux

L'**Analyseur hémostase/coagulomètre 04 canaux** utilise la méthode universellement reconnue de mesure de **tests de coagulation** ou de l'**hémostase**. Le microprocesseur utilise la **technologie ARM** pour mesurer la vitesse de la bille magnétique afin de calculer le temps de coagulation. Le **Coagulomètre modèle AG04** ou **analyseur de l'hémostase** peut mesurer au même moment plusieurs paramètres avec une précision remarquable et une répétitivité des résultats garantie.

Autres informations sur l'Analyseur hémostase/coagulomètre 04 canaux:

1. Double voie magnétique, une performance stable, ne réagit pas aux interférences.
2. Ecran à matrice LCD.
3. **100 paramètres de dosage** et **1000 résultats des tests** peuvent être sauvegardés
4. Clavier tactile 5. imprimante thermique
6. Appareil ouvert (peut utiliser toutes les marques de réactifs) , faible consommation de réactifs : ($\leq 200\mu\text{L}$)
7. Horloge puce CMOS inséré

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

8. Interface RS-232 Disponible.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coagulometres-coagulation/5874-analyseur-de-coagulation-coagulometre-04-canaux-ag04.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com