

FICHE PRODUIT



Cardiotocographe (moniteur Foetal) F2 Dual avec option gémellaire

Référence : SOC-F2

Points forts

- délais : 1 semaine
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du Cardiotocographe avec option gémellaire F2 DUAL :

- Écran LCD noir & blanc 5,6 "
 - Résolution écran : RGB 640 x 480
 - 2 Rythmes Cardiaques (gémellaire pour jumeaux)
 - 1 voie TOCO externe
 - VCT disponible en option
 - Les Capteurs étanches très haute sensibilité : technologie exclusive à 8 cristaux en étoile à fréquence optimale de 1 MHz $\pm$ 10%
 - Imprimante thermique haute résolution intégrée
 - Largeur d'impression : 15 cm
 - Mémoire grande capacité (12 heures de données patients re visualisables)
 - Technologie SOV (détection automatique des signaux croisés en cas de grossesse gémellaire)
 - Marqueurs d'événements, alertes sonores et visuelles
 - Logiciel Insight pour ordinateur PC (transfert des données en temps réel, enregistrement des événements, fichiers patients, historique des séances enregistrées, impression sur papier A4)
- Cardiotocographe

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Livré avec 3 liasses papier + sacoche + batterie.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiocardiographes/5875-cardiogramme-moniteur-foetal-f2-dual-avec-option-gemellaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine
Garantie	2

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com