

FICHE PRODUIT

Manche à piles de type C avec rhéostat

Référence : RIE-10425

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques des Manches à piles de type C avec rhéostat

- Pour deux piles de type C ou pour une pile rechargeable NiCad ri-accu®.
- Diamètre du manche : 28 mm.
- Recharge aisée dans la station de chargement ri-charger®. - Sans piles

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/exploration/5878-manche-a-piles-de-type-c-avec-rheostat.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com