

FICHE PRODUIT



Analyseur d'électrolytes NA-K- CL-CA + PH à CASSETTE modèle OPTI LION

Référence : SOC-OPTI LION

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Analyseur d'électrolytes NA-K-CL-CA + PH à CASSETTE modèle OPTI LION

L'analyse se fait sur sérum, plasma ou sang total.

L'analyseur n'utilise pas d'électrodes, ce qui réduit la maintenance à zéro.

Le résultat est rapide et fiable avec aspiration automatique de l'échantillon sur support seringue et capillaire.

L'analyseur dispose de tous les éléments nécessaires pour faire la calibration en 30 secondes avant d'effectuer l'analyse de l'échantillon.

Les déchets sont scellés à l'intérieur de la cassette afin d'éviter toute contamination de l'utilisateur.

L'analyseur intègre un menu complet de paramètres et un contrôle de qualité à trois niveaux qui peut être effectué automatiquement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Cassettes	Tests
E-Plus	pH, Na+, K+, Cl-, Ca++
E-Ca	pH, Ca++
E-Lytes	Na+, K+, Cl-

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/5880-analyseur-d-electrolytes-na-k-cl-ca-ph-a-cassette-modele-opti-lion.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com