

FICHE PRODUIT

Lampe à fente, Modèle YZ5T avec table motorisée

Référence : SOC-YZ5T

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

LAMPE A FENTE MODELE YZ5T AVEC COLLECTE DE L' IMAGE ET ANALYSE DU SYSTEME

CARACTERISTIQUES DE LA LAMPE A FENTE YZ5T

- Ce que les médecins voient de l'oculaire est montré de façon synchronisée sur l'écran d'affichage de la caméra ce qui est très pratique pour les médecins car cela leur permet de capturer les images les meilleures et les plus claires.
- Les photos sont prises par un appareil photo de 12.4 megapixel
- Retro-éclairage spécialement conçu pour l'environnement de la chambre noire
- Des photos nettes prises immédiatement par le bouton situé sur le manipulateur
- Utilisée pour établir les données complètes des patients, le traitement des images, la mesure de la longueur, la mesure de la surface etc....
- Cette lampe à fente a été honorée « MARQUE SUPERIEURE » pour ses excellentes optiques.

SPECIFICATIONS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

TYPE DE MICROSCOPE	microscope stéréoscopique Galilean
GROSSISSEMENT	Cinq étapes de grossissement
OCULAIRE	12.5x
RATIO DU GROSSISSEMENT (champ de vision)	6 x (Æ33) 10x(Æ22.5) 16x (Æ14) 25' (Æ8.8) 40' (Æ5.5)
AJUSTEMENT PUPILLAIRE	45 mm à 75 mm
AJUSTEMENT DIOPTRIQUE	-5D ~ 3 D
LARGEUR DE LA FENTE	0mm ~ 14mm réglable (fente est circulaire lorsque la largeur de la fente est 14mm)
HAUTEUR DE LA FENTE	1mm à 14 mm réglable
DIAMETRE DE L OUVERTURE	ø14mm, ø10mm, ø5mm, ø2mm, ø1mm, ø0.2mm
ANGLE DE LA FENTE	0 ° ~ 180 ° réglable
INCLINAISON DE LA FENTE	5 ° , 10 ° , 15 ° , 20 °
FILTRE	absorption de chaleur, gris, Redfree, bleu cobalt
AMPOULE	12V30W Ampoule halogène
INTENSITE LUMINEUSE MAXIMAL	≥280000 Lx
MIROIR PRECEDENT	□58.7D

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

MOYENS DE COLLECTE	Camera de scintillement avec lentille unique	3CCD
SPECIFICATIONS SPECIALES	Pixel statique 12.4 megapixel	Image dynamique 795 × 596 × 3
	Deux écrans d'affichage	Un écran d'affichage
	Sans la fonction de kineoscope	Avec la fonction de kineoscope
ECLAIRAGE DU TOURNAGE	Arrière plan claire	
FONCTIONS DE TRAITEMENT DES IMAGES	Mesure de la longueur, la largeur, l'angle et la surface Ajoutant des flèches et des lettres au traitement de l'image	
DIAGNOSTIC ADJOINT	Avec la base de données de diagnostic	

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-tonometres/5894-lampe-a-fente-modele-yz5t.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com